

01.2026

BIULETYN INFORMACYJNY

MEDGZ.PL

MEDYCZNA
GRUPA
ZAKUPOWA



ROBOT CHIRURGICZNY

Toumai
Hope of Life

www.toumai.pl



Zakupy
grupowe
to **realne**
oszczędności

www.medgz.pl



Śledź aktualne trendy

Aktualne wydania biuletynu znajdziesz na
www.medgz.pl/biuletyn

Czytaj bezpłatnie online, gdziekolwiek jesteś!

Razem możemy więcej


Z ogromną satysfakcją oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie biuletynu Medycznej Grupy Zakupowej. Ostatnie miesiące upłynęły nam pod znakiem innowacji i sukcesów związanych z robotem chirurgicznym Toumai®, który rewolucjonizuje sale operacyjne. Jednak, jako doświadczony partner, wiemy, że nowoczesna medycyna to nie tylko spektakularne zabiegi, ale przede wszystkim niezakłócona ciągłość działania placówki. Dlatego w tym numerze wracamy do fundamentów – usług, które choć często niewidoczne dla pacjenta, stanowią o „być albo nie być” szpitala.

W obliczu dynamicznych zmian na rynku energii i gazu, kluczowym wyzwaniem staje się bezpieczeństwo budżetowe. W MedGZ zdejmujemy z Państwa ryzyko przeoczonych terminów czy niekorzystnych cenników, kontraktując dostawy mediów na kolejne lata. To samo dotyczy utrzymania czystości i obsługi tekstyliów – zapewniamy jednego, sprawdzonego partnera, który bierze pełną odpowiedzialność za rygorystyczne normy sanitarne, zamiast chaosu wielu podwykonawców.

W tym wydaniu kładziemy również nacisk na technologię wspierającą codzienną pracę. Piszemy o tym, jak uniknąć przestojów aparatury dzięki naszemu kompleksowemu serwisowi urządzeń (od RTG po autoklawy) oraz jak Wirtualna Rejestratorka Talkie.ai realnie odciąża personel, obsługując pacjentów 24/7. To innowacje, które oszczędzają czas i pieniądze.

A skoro o pieniądzach mowa – zachęcam do skorzystania z naszej usługi audytu kosztów. Dla członków Grupy jest on bezpłatny. Często to właśnie świeże spojrzenie z zewnątrz pozwala znaleźć oszczędności, które można następnie zainwestować w rozwój, choćby w robotykę taką jak system Toumai.

Życzymy Państwu inspirującej lektury i stabilności w codziennym zarządzaniu.



Łączymy pacjentów ze sprawdzonymi szpitalami, klinikami i lekarzami, oferując dostęp do płatnych operacji i zabiegów. Publikujemy wizytówki placówek oraz specjalistów, dzięki czemu pacjenci mogą łatwiej znaleźć odpowiednią opiekę.

Dołącz do nas i pokaż swoją placówkę szerszemu gronu odbiorców. Nasz dział marketingu przygotuje dla Państwa treści i artykuły sponsorowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zwiększą widoczność w Google.

Porozmawiajmy o współpracy:
rejestracja@bezpiecznyzabieg.pl

Szybki kontakt



Dział handlowy

Norbert Bogdański
norbert.bogdanski@medgz.pl
tel.: +48 607 192 297

Małgorzata Jaworek
malgorzata.jaworek@medgz.pl
tel.: +48 885 560 034

Bartek Wiśniewski
bartek.wisniewski@medgz.pl
tel.: +48 785 884 537



Sprzedaż roboty chirurgicznego



kontakt@toumai.pl
tel.: +48 885 558 567



Administracja i obsługa szpitali

Aniela Maj
aniela.maj@medgz.pl
tel.: +48 607 191 073

Radosław Sobecki
radoslaw.sobecki@medgz.pl
tel.: +48 607 192 234



Marketing i PR

Denis Książkiewicz
denis.ksiazkiewicz@medgz.pl

Emilia Bąk
emilia.bak@medgz.pl

Dlaczego stosowanie komór laminarnych jest kluczowe w placówkach medycznych, laboratoryjnych i naukowych?

Współczesna medycyna, diagnostyka laboratoryjna oraz działalność naukowo-badawcza opierają się na precyzji, powtarzalności i bezpieczeństwie procesów. Jednym z podstawowych elementów infrastruktury, który umożliwia spełnienie tych wymagań, są komory laminarne. Ich stosowanie nie jest wyłącznie dobrą praktyką – w wielu przypadkach stanowi konieczność wynikającą z norm jakościowych, przepisów prawa oraz standardów bezpieczeństwa biologicznego.

Czym są komory laminarne?

Komory laminarne (zwane również stanowiskami z przepływem laminarnym) to specjalistyczne urządzenia zapewniające kontrolowane środowisko pracy poprzez wymuszony, jednokierunkowy przepływ powietrza o wysokim stopniu filtracji. Powietrze przechodzi przez filtry HEPA lub ULPA, które skutecznie eliminują cząstki stałe, drobnoustroje oraz aerozole biologiczne.

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia, komory laminarne mogą chronić:

- wyłącznie badany materiał (komory laminarne klasy czystości),
- personel i środowisko,
- jednocześnie personel, materiał oraz otoczenie (np. komory bezpieczeństwa biologicznego).

Znaczenie komór laminarnych w placówkach medycznych

W placówkach medycznych komory laminarne odgrywają kluczową rolę w przygotowywaniu leków jałowych, w tym cytostatyków, żywienia pozajelitowego czy antybiotyków. Zapewnienie sterylnego środowiska minimalizuje ryzyko zakażeń szpitalnych oraz błędów terapeutycznych.

Dodatkowo, w przypadku pracy z substancjami toksycznymi lub biologicznie czynnymi, komory laminarne chronią personel medyczny przed ekspozycją na szkodliwe czynniki, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników.

Rola w laboratoriach diagnostycznych i badawczych

Laboratoria diagnostyczne i analityczne wymagają zachowania najwyższej czystości procesów. Nawet niewielkie zanieczyszczenie próbki może prowadzić do fałszywych wyników, błędnych diagnoz lub konieczności powtórzenia badań.

Komory laminarne:

- zapobiegają kontaminacji krzyżowej próbek,
- zapewniają stabilne warunki środowiskowe,
- zwiększają wiarygodność i powtarzalność wyników badań.

W laboratoriach mikrobiologicznych i genetycznych są one niezbędne do pracy z patogenami, kulturami komórkowymi czy materiałem DNA/RNA.

Komory laminarne oferowane przez Danlab


Komory laminarne oferowane przez firmę Danlab to rozwiązania zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach bezpieczeństwa, jakości oraz niezawodności pracy w placówkach medycznych, laboratoryjnych i naukowych. Urządzenia te spełniają obowiązujące normy i wymagania dotyczące ochrony materiału, personelu oraz środowiska, zapewniając stabilne i kontrolowane warunki pracy.

Produkty charakteryzują się profesjonalnym wykonaniem, wysokiej klasy komponentami oraz precyzyjnie zaprojektowanym systemem filtracji powietrza, który gwarantuje skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami i mikroorganizmami. Dzięki temu komory te mogą być bezpiecznie wykorzystywane zarówno w codziennej pracy laboratoryjnej, jak i w zaawansowanych zastosowaniach badawczych.

Istotnym atutem oferty Danlab jest kompleksowy zakres świadczeń zawartych w cenie zakupu. Firma DANLAB w miarę potrzeby Klienta może dostarczyć również stelaż pod komorę laminarną, co pozwala na natychmiastowe i prawidłowe uruchomienie oraz użytkowanie stanowiska pracy. W ramach realizacji zamówienia przeprowadzany jest rozruch urządzenia wraz z pełnym pakietem testów i niezbędnych pomiarów, w tym:

- badanie szczelności i integralności filtrów HEPA,
- pomiar liczby cząstek,
- pomiar przepływu powietrza,
- pomiar natężenia oświetlenia.

Dodatkowo Danlab zapewnia dostawę urządzenia, wniesienie oraz instalację do wcześniej przygotowanych przez zamawiającego przyłączy. Proces wdrożenia uzupełnia szkolenie z obsługi dla personelu oraz kompletna instrukcja użytkowania w języku polskim. Takie podejście gwarantuje szybkie, bezpieczne i zgodne z wymaganiami rozpoczęcie pracy z nową komorą laminarną.



tel.: +48 885 558 567
mail: kontakt@toumai.pl
www.toumai.pl

Pytania i Odpowiedzi (Q&A)

Czym jest Toumai?

To robot chirurgiczny zaprojektowany do zabiegów małoinwazyjnych. Wspiera chirurga w precyzyjnym operowaniu w trudno dostępnych miejscach, zapewniając stabilność i pełną kontrolę nad narzędziami.

Do jakich zabiegów można go wykorzystać?

Toumai sprawdza się m.in. w urologii, ginekologii, chirurgii ogólnej i klatki piersiowej. Jego konstrukcja pozwala na bezpieczną pracę w obszarach wymagających dużej precyzji.

Co wyróżnia go na tle innych systemów robotycznych?

Zwraca uwagę ergonomią pracy operatora, dużą stabilnością ramion i bardzo dobrą jakością obrazu 3D. Jest także systemem, który pozwala placówkom wejść w chirurgię robotową przy rozsądnych kosztach inwestycji i utrzymania.

Jakie korzyści daje chirurgowi?

Lepszą widoczność pola operacyjnego, większą precyzję ruchów i większą płynność manewrowania narzędziami. Przekłada się to na mniejsze zmęczenie i możliwość wykonywania trudniejszych zabiegów.

Jakie korzyści daje pacjentowi?

Mniejsze nacięcia, mniejszy ból po operacji, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do aktywności. To naturalne zalety zabiegów robotycznych, które Toumai dobrze wspiera.

Czy personel potrzebuje specjalnych szkoleń?

Tak – operatorzy i instrumentariuszki przechodzą dedykowane szkolenia. Sam system jest jednak intuicyjny, co ułatwia wdrożenie w codziennej pracy bloku operacyjnego.

Jak wygląda instalacja i wdrożenie robota w szpitalu?

Proces obejmuje analizę sali operacyjnej, konfigurację sprzętu, szkolenia oraz wsparcie techniczne. Zwykle w krótkim czasie szpital może w pełni korzystać z systemu.

Dlaczego wprowadziliśmy Toumai do oferty?

Bo widzimy rosnące zapotrzebowanie na chirurgię robotową oraz potrzebę zwiększania dostępności takich zabiegów. Toumai daje placówkom realną możliwość rozwoju bez konieczności inwestowania w najdroższe systemy na rynku.



Niewidzialny fundament szpitala. Jak kompleksowe usługi niemedyczne budują bezpieczeństwo placówki

Współczesne zarządzanie placówką medyczną to balansowanie między misją ratowania zdrowia a twardymi realiami ekonomicznymi. Choć uwaga personelu i pacjentów skupia się na sali operacyjnej czy gabinecie zabiegowym, o stabilności szpitala decyduje często to, czego na pierwszy rzut oka nie widać: ciągłość dostaw energii, sterylność korytarzy czy niezawodność aparatury. W Medycznej Grupie Zakupowej (MedGZ) rozumiemy, że te obszary nie mogą być źródłem problemów. Muszą być gwarantem bezpieczeństwa.

Jako MedGZ od lat wspieramy polskie szpitale w procesach zakupowych. Jednak nasza rola ewoluowała. Dziś nie jesteśmy już tylko negocjatorem cen leków. Staliśmy się partnerem operacyjnym, który zdejmuje z dyrektorów i kierowników administracyjnych ciężar zarządzania zapleczem technicznym i logistycznym. Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary, w których nasze wsparcie przekłada się na realne oszczędności i spokój zarządcy.

Bezpieczeństwo energetyczne i stabilność budżetu

Rynek mediów w ostatnich latach stał się jednym z najbardziej nieprzewidywalnych kosztowo obszarów działalności szpitala. Wahania cen gazu i prądu potrafią zrujnować roczny budżet w ciągu kilku miesięcy. Naszą odpowiedzią są bezpieczne i przewidywalne umowy na energię elektryczną oraz gaz ziemny.

Nie ograniczamy się do podstawowego pośrednictwa. Kontraktujemy dostawy na kolejne lata, przejmując cały, skomplikowany proces zmiany sprzedawcy. W praktyce chronimy placówki przed najczęstszymi pułapkami rynku: przeoczonymi terminami wypowiedzenia, automatycznym przejściem na niekorzystne cenniki rezerwowe czy karami umownymi. Nasz zespół stale monitoruje warunki giełdowe, negocjując stawki w najlepszych momentach zakupowych. Analizujemy zużycie, dbamy o poprawność faktur i prowadzimy pełną dokumentację, zapewniając opiekę posprzedażową przez cały okres trwania umowy.

Higiena i epidemiologia pod kontrolą

Utrzymanie czystości w obiekcie medycznym to nie kwestia estetyki, ale bezpieczeństwa epidemiologicznego. Oferujemy profesjonalne usługi sprzątnia, które realizowane są w ścisłym reżimie sanitarnym. Nasz zakres obejmuje nie tylko bieżące utrzymanie oddziałów i ciągów komunikacyjnych, ale przede wszystkim specjalistyczną dezynfekcję bloków operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz powierzchni dotykowych.

Uzupełnieniem tej oferty jest kompleksowa obsługa tekstyliów medycznych. Wiemy, że bielizna szpitalna, odzież personelu czy pościel to potencjalne wektory zakażeń. Dlatego wdrażamy system, który gwarantuje pełną barierowość biologiczną – od pakowania brudnej bielizny, przez transport, aż po proces prania z pełną identyfikowalnością partii. Dzięki temu placówka zyskuje jednego partnera odpowiedzialnego za czystość "od podłogi aż po fartuch chirurga", eliminując chaos wynikający z zatrudniania wielu podwykonawców.

Technologia w służbie medycyny: Serwis i AI

Nawet najlepszy zespół medyczny jest bezradny, gdy zawodzi sprzęt. Przerwy tomografu czy awaria sterylizatorni to paraliż pracy szpitala. W MedGZ zapewniamy serwis urządzeń medycznych bez przestojów. Obsługujemy szerokie spektrum aparatury – od kardiomonitorów i pomp infuzyjnych, przez USG i RTG, aż po autoklawy. Współpracujemy z certyfikowanymi inżynierami i producentami, co pozwala nam na szybkie interwencje i dostosowanie harmonogramu przeglądów do pracy oddziałów, minimalizując zakłócenia w przyjmowaniu pacjentów.

Patrzmy jednak nie tylko na sprzęt, ale i na procesy. Odpowiedzią na braki kadrowe w rejestracjach jest wdrażana przez nas automatyzacja obsługi pacjenta z wykorzystaniem Wirtualnej Rejestratorki Talkie.ai. To rozwiązanie, które odbiera telefony 24 godziny na dobę, umawia i odwołuje wizyty, a także przypomina o terminach. Efekt? Zlikwidowanie problemu "zajętej linii", realne odciążenie personelu i wyższa satysfakcja pacjentów, którzy mogą załatwić sprawę o dowolnej porze.

Sprawdź, gdzie uciekają pieniądze

Zdajemy sobie sprawę, że każda zmiana budzi obawy. Dlatego naszą współpracę często zaczynamy od twardych danych. Oferujemy audyt kosztów placówki, podczas którego prześwietlamy wydatki na asortyment, usługi i media. Wskazujemy konkretne miejsca, gdzie placówka przepłaca i proponujemy gotowe rozwiązania. Co ważne – dla członków Medycznej Grupy Zakupowej taki audyt jest bezpłatny.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi koordynatorami. Pozwólcie nam zadbać o fundamenty Waszej placówki, abyście Wy mogli w pełni skupić się na leczeniu pacjentów.



Aparat KTG EDAN F9

<https://sklep.medgz.pl/produkt/aparat-ktg-edan-f9/>

Respirator DRAGER SAVINA 300 SELECT

<https://sklep.medgz.pl/produkt/respirator-drager-savina-300-select/>

Kolpokamera CASIO DZ-C100 na mobilnym statywie

<https://sklep.medgz.pl/produkt/kolpokamera-casio-dz-c100-na-mobilnym-statywie/>

Dermatoskop CASIO DZ-S50

<https://sklep.medgz.pl/produkt/dermatoskop-casio-dz-s50/>

Dermokamera CASIO DZ-D100

<https://sklep.medgz.pl/produkt/dermokamera-casio-dz-d100/>

Mobilne ramię c – uMC Reveal

<https://sklep.medgz.pl/produkt/mobilne-ramie-c-umc-reveal/>

Parownik środków wziewnych DATEX-OHMEDA TEC 850

<https://sklep.medgz.pl/produkt/parownik-srodkow-wziewnych-datex-ohmeda-tec-850/>

Aparat USG Compact Touch 2 QUANTEL MEDICAL

<https://sklep.medgz.pl/produkt/aparat-usg-compact-touch-2-quantel-medical/>



Najnowsze artykuły

Mobilne ramiona C w praktyce klinicznej – przegląd rozwiązań dostępnych w naszej ofercie

<https://medgz.pl/mobilne-ramiona-c-w-praktyce-klinicznej-przeglad-rozwiazan-dostepnych-w-naszej-ofercie/>

Meble medyczne – funkcjonalność dopasowana do specyfiki placówki

<https://medgz.pl/meble-medyczne-funkcjonalnosc-dopasowana-do-specyfiki-placowki/>

Konferencja „Nowe Horyzonty Okulistyki” w Nadarzynie. Praktyka, prawo i technologia w jednym miejscu

<https://medgz.pl/konferencja-nowe-horyzonty-okulistyki-w-nadarzynie-praktyka-prawo-i-technologia-w-jednym-miejscu/>



Serwis urządzeń medycznych

Niezawodna opieka nad Twoim sprzętem

Dbamy o sprawność i bezpieczeństwo urządzeń medycznych, oferując zarówno naprawy, jak i regularne przeglądy techniczne. Niezależnie od tego, czy sprzęt jest nowy, czy używany, nasz zespół specjalistów zapewnia szybką i rzetelną obsługę. Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie serwisowej – od drobnych usterek po kompleksowe naprawy.

POLIMERYZACJA WYKŁADZIN PCV

Proponujemy **czyszczenie wykładzin PCV wraz z nałożeniem trwałej powłoki ochronnej**, realizowane w standardzie dostosowanym do szpitali i placówek medycznych.

Usługa:

- jest **bezpieczna dla pacjentów i personelu**,
- spełnia wymagania obiektów o podwyższonym reżimie sanitarnym,
- **wydłuża żywotność podłóg** i ogranicza koszt ich wymiany,
- może być realizowana **bez wstrzymywania pracy oddziałów**.

Czyste Chłopaki to partner operacyjny, który rozumie, że w szpitalu **ciągłość działania jest równie ważna jak sam efekt wizualny**.



Cena usługi

Cena bazowa: 13 zł netto / m² + 23% VAT

Cena dotyczy usługi polimeryzacji wykładzin PCV.

Ostateczna cena uzależniona jest od:

- powierzchni,
- intensywności ruchu w obiekcie,
- harmonogramu realizacji (dzień/noc, etapowanie),
- regularności usługi.

Rabat do 20% przysługuje **przy podpisaniu umowy do końca lutego 2026 r.** – realizacja możliwa od razu lub w kolejnym sezonie jesienno-zimowym 2026.



Pranie tapicerki meblowej i wykładzin dywanowych

Odnawiamy wyposażenie miękkie w obiektach medycznych, przywracając mu **higienę, estetykę i pełną funkcjonalność bez konieczności kosztownej wymiany.**

Zakres

- fotele i krzesła w poczekalniach,
- kanapy i meble tapicerowane w gabinetach,
- wykładziny dywanowe w strefach administracyjnych i socjalnych.

Po czyszczeniu tapicerka i wykładziny:



- odzyskują oryginalny kolor, strukturę i miękkość,
- są wolne od alergenów, roztoczy i nieprzyjemnych zapachów,
- wyglądają jak nowe – często sprzed 5, 10, a nawet 15 lat.

Usuwanie m.in. plamy po kawie, herbatce, długopisach, sokach, krwi, moczu oraz zabrudzenia tłuszczowe i wieloletnie osady.

Cena

- **tapicerka meblowa: od 50 zł netto / szt. + 23% VAT**
- **wykładziny dywanowe: od 10 zł netto / m² + 23% VAT**

Rabat do 20% przysługuje **przy podpisaniu umowy do końca lutego 2026 r.** – realizacja możliwa od razu lub w kolejnym sezonie jesienno-zimowym 2026.



MYCIE I MAŁOWANIE ELEWACJI

Poza pracami wewnętrznymi **zajmujemy się również obsługą elewacji szpitalnych** – od mycia, przez impregnację, aż po malowanie elewacji, jeżeli obiekt tego wymaga.

Z doświadczenia wiemy, że **w ok. 95% przypadków** wystarczające jest **mycie elewacji połączone z impregnacją hydrofobową**, bez konieczności malowania.

Ceny orientacyjne:

- Mycie elewacji – **od 20 zł netto/m²**
- Mycie + impregnacja – **od 35 zł netto/m²**
- Malowanie elewacji – **od 60 zł netto/m²**

Rabat do 20% przysługuje **przy podpisaniu umowy do końca lutego 2026 r.** – realizacja możliwa od razu lub w kolejnym sezonie jesienno-zimowym 2026.



Czysta i zabezpieczona podłoga lub elewacja w szpitalu to nie estetyka – to element systemu higieny i bezpieczeństwa.

Polimeryzacja wykładzin, profesjonalne czyszczenie tapicerki oraz mycie elewacji pozwalają osiągnąć ten efekt **bez kosztownych remontów i bez wyłączania obiektu z pracy.**

Najlepszy moment na realizację: **sezon jesiennie-zimowy.**

Rabat do 20% przysługuje **przy podpisaniu umowy do końca lutego 2026 r.** – realizacja możliwa od razu lub w kolejnym sezonie jesiennie-zimowym 2026.



Filip Gawel

tel. 505 374 588

mail: filip.gawel@czystechlopaki.pl



Czyste Chłopaki Sp. z o. o.

NIP: 7312080030

KRS: 0001018829

ul. Karniszewicka 35E,

95-200 Pabianice

Współpracujemy z firmą Medikon jako jej oficjalny dystrybutor.

OBRAZOWANIE MEDYCZNE: APARATY RTG, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY

 www.alchem.com.pl

RTG mobilne / przyłóżkowe

Kompaktowy | Zmotoryzowany

Zastosowanie:

- Oddziały Intensywnej Terapii (OIOM)
- Oddziały Ratunkowe (SOR)
- Oddziały łóżkowe



RTG mobilne - ramię C

Ramię w kształcie litery „C” |
Diagnostyka w trakcie operacji

Zastosowanie:

- zabiegi chirurgiczne (ortopedia)
- kardiologia interwencyjna
- chirurgia naczyniowa
- blok operacyjny

RTG kolumnowe / kostno-płucne

RTG klasyczne | Przychodnie, szpitale powiatowe,
placówki podstawowe | Kolumna z lampą RTG, stołem i statywem

Zastosowanie:

- Diagnostyka ogólna (klatka piersiowa, kręgosłup, miednica, kończyny itd.)
- Ortopedia (kręgosłup, stawy)
- Medycyna pracy (klatka piersiowa)



RTG z zawieszeniem sufitowym

Bardziej zaawansowany niż RTG kolumnowy |
Większe szpitale z dużą liczbą pacjentów

Zastosowanie:

- Radiologia ogólna
- Ortopedia
- Diagnostyka pourazowa (pacjenci z wypadków)

RTG ramię U

Ramię w kształcie litery „U” | Statyw z lampą bez stołu
(lub dodatkowy stół na kółkach) – **zajmuje mało miejsca |**
Kliniki, poradnie, areszty z ograniczoną powierzchnią
i małą liczbą pacjentów

Zastosowanie:

- Radiologia ogólna
- Medycyna pracy




Tomografia komputerowa

Standard, którego potrzebuje każdy szpital.

Nowoczesne tomografy od 24 do 256 warstw –
wysoka szybkość skanowania oraz wydajność.

Badania specjalistyczne

Stitching – do wykonywania zdjęć kręgosłupa lub kończyn długich
(dotyczy RTG kolumnowych oraz RTG z zawieszeniem sufitowym)



Skontaktuj się z nami!



MAMY TO!

**PanOptix® to najczęściej
wszczepiana trójogniskowa
soczewka wewnątrzgałkowa
na świecie^{*,1}**

**Wyjątkowo wysoka
jakość widzenia^{3,4}**

**99% zadowolonych
pacjentów⁴**



Soczewka wewnątrzgałkowa Clareon PanOptix do korekcji bezsoczewkowości będącej następstwem usunięcia zmętniałej soczewki lub przeźnernej soczewki u osób dorosłych. Pełną listę wskazań, przeciwwskazań i ostrzeżeń podano w instrukcjach użycia poszczególnych produktów.

*W oparciu o dane dotyczące światowej sprzedaży soczewek Clareon® PanOptix® i AcrySof® PanOptix® w latach 2021-2022

1. Market Scope 2022 IOL Market Report

2. Dane własne firmy Alcon, REF-18881, 2022

3. Instrukcja użycia soczewki wewnątrzgałkowej Clareon® PanOptix® 09/2021

4. Modi i wsp. Visual and Patient-Reported Outcomes of a Diffractive Trifocal Intraocular Lens Compared with Those of a Monofocal Intraocular Lens. 2020 Sep 28;S0161-6420(20)30677-1



Clareon® Vivity®

Soczewka wewnątrzgałkowa Extended Vision
Soczewka wewnątrzgałkowa Toric Extended Vision

Ponad
1 milion
wszczepionych soczewek.*

Wyjątkowe chwile
możliwe dzięki
soczewkom
wewnątrzgałkowym Vivity®,
nr 1 wśród soczewek EDOF
na świecie.¹⁻²

Alcon



* W oparciu o wyniki sprzedaży soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof IQ Vivity® i Clareon® Vivity® na całym świecie. Piśmiennictwo dostępne po zeskanowaniu kodu QR

Soczewka wewnątrzgałkowa Clareon® Vivity® do korekcji bezsoczewkowości będącej następstwem usunięcia zmętniałej soczewki lub przezierniej soczewki u osób dorosłych.

Pełną listę wskazań, przeciwwskazań i ostrzeżeń podano w instrukcji użycia produktu.
© 2024 Alcon Inc. 01/24 PL-CLV-2500002

Matopat

Opatrunki gipsowe
Do wyboru, do koloru



- ◆ chusty trójkątne
- ◆ rękawy ortopedyczne
- ◆ podkłady podgipsowe
- ◆ opaski gipsowe szybko- i wolnowiążące



tzmo-global.com

Producent i podmiot prowadzący reklamę - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

MediGuide



Postępowanie z powierzchnią skażoną w placówkach opieki zdrowotnej.

Treści prezentowane w niniejszym materiale przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z PLAMĄ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

1. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia biologicznego należy niezwłocznie przystąpić do jego dezaktywacji i usunięcia.
2. Zestaw do dezaktywacji plam biologicznych powinien znajdować się w ustalonym oraz jednoznacznie oznakowanym miejscu.
3. Personel wykonujący czynności przy dezaktywacji plamy biologicznej zobowiązany jest do stosowania środków ochrony indywidualnej:
 - kombinezon albo długi fartuch ochronny,
 - jednorazowa maska zakrywająca usta i nos,
 - gogle lub przyłbica ochronna,
 - jednorazowe rękawiczki.

POSTĘPOWANIE Z PLAMĄ BIOLOGICZNĄ – Z WYJĄTKIEM PLAMY MOCZU I WYMIOCIN (PRODUKTY CHLOROWE)

METODA 1

1. Plamę należy nakryć odpowiednią ilością chłonnego materiału, np.: włókniną, ręcznikiem papierowym, czyściwem lub ściereczką chłonną.
2. Zakrytą plamę należy zalać roztworem preparatu chlorowego (np. 10 000 ppm) o czterokrotnie większej objętości niż wielkość zanieczyszczenia.
3. Odczekać czas dezaktywacji deklarowany przez producenta (zwykle 15 min).
4. Zebrać plamę oraz nasączony materiał chłonny i umieścić w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.
5. Miejsce po plamie należy zdezynfekować produktem myjąco- dezynfekującym o potwierdzonej skuteczności w warunkach brudnych.
6. Odczekać zalecany przez producenta czas dezynfekcji.
7. Odczekać do wyschnięcia.

METODA 2

1. Plamę należy przykryć odpowiednią ilością chusteczek inkrustowanych chlorem (jeśli plama jest zaschnięta należy chusteczkę zwilżyć wodą).
2. Odczekać, aż materiał biologiczny się wchłonie oraz zostanie dezaktywowany (15 min).
3. Zebrać plamę oraz nasączone chusteczki inkrustowane chlorem i umieścić w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.
4. Miejsce po plamie należy zdezynfekować używając nowej chusteczki inkrustowanej chlorem nasączonej zimną wodą lub innym produktem myjąco-dezynfekującym o potwierdzonej skuteczności w warunkach brudnych.
5. Odczekać zalecany przez producenta czas dezynfekcji.
6. Odczekać do wyschnięcia.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z PLAMĄ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

POSTĘPOWANIE Z PLAMĄ BIOLOGICZNĄ – WSZYSTKIE ZANIECZYSZCZENIA (PRODUKTY NA BAZIE NADTLENKU WODORU)

METODA 3

1. Plamę należy nakryć odpowiednią ilością chłonnego materiału, np.: włókniną, ręcznikiem papierowym, czyściwem lub ściereczką chłonną.
2. Zakrytą plamę należy obficie pokryć dedykowanym produktem w postaci piany na bazie nadtlenu wodoru, aby zapewnić zwilżenie materiału i skuteczne dotarcie preparatu do zanieczyszczenia. Produkt musi być przeznaczony do dezaktywacji plam biologicznych, w tym plam moczu.
3. Odczekać czas dezaktywacji deklarowany przez producenta (15 min).
4. Zebrać plamę oraz nasączony materiał chłonny i umieścić w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.
5. Miejsce po plamie należy zdezynfekować produktem myjąco- dezynfekującym o potwierdzonej skuteczności w warunkach brudnych.
6. Odczekać zalecany przez producenta czas dezynfekcji.

METODA 4

1. Plamę należy przykryć gotowymi chusteczkami nasączonymi środkiem na bazie nadtlenu wodoru. Produkty muszą być przeznaczone do dezaktywacji plam biologicznych, w tym plam moczu.
2. Odczekać czas dezaktywacji deklarowany przez producenta (15 min).
3. Zebrać plamę oraz chusteczki i umieścić w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.
4. Zdezynfekować powierzchnię używając nowych chusteczek na bazie nadtlenu wodoru i umieścić chusteczki w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.
5. Odczekać zalecany przez producenta czas dezynfekcji.

POSTĘPOWANIE Z DUŻĄ PLAMĄ BIOLOGICZNĄ

METODA 5


1. Należy zebrać zanieczyszczenie bez dezaktywacji przy pomocy chłonnego materiału, np. jednorazowym ręcznikiem lub czyściwem lub w przypadku dużych plam użyć maty chłonnej np. Spillex.
2. Bardzo ostrożnie zebrać materiał chłonny wraz z materiałem biologicznym i umieścić w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.
3. Pozostałości po plamie zdezaktywować zgodnie z jedną z powyższych metod w zależności od rodzaju materiału i wielkości zanieczyszczenia.
4. Odczekać czas dezaktywacji deklarowany przez producenta.
5. Odczekać do wyschnięcia.

ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z PLAMĄ BIOLOGICZNĄ

POSTĘPOWANIE Z PLAMĄ BIOLOGICZNĄ - Z WYJĄTKIEM PLAMY MOCZU I WYMIOCIN (PRODUKTY CHLOROWE)		POSTĘPOWANIE Z PLAMĄ BIOLOGICZNĄ - WSZYSTKIE ZANIECZYSZCZENIA (PRODUKTY NA BAZIE NADTTLENKU WODORU)	
Czy plama jest duża lub znajduje się w miejscu, w którym dezaktywacja jest niemożliwa?		Czy plama jest duża lub znajduje się w miejscu, w którym dezaktywacja jest niemożliwa?	
TAK	NIE	TAK	NIE
Zastosuj czyściwo jednorazowe, matę chłonną np. Spilllex lub inny materiał chłonny stosując METODĘ 5.	W jakiej postaci jest preparat przeznaczony do dezaktywacji plam biologicznych?	Zastosuj czyściwo jednorazowe, matę chłonną np. Spilllex lub inny materiał chłonny stosując METODĘ 5.	W jakiej postaci jest preparat przeznaczony do dezaktywacji plam biologicznych?
Po usunięciu materiału biologicznego przeprowadź procedurę dezaktywacji plamy stosując METODĘ 1 lub 2.	Tabletki chlorowe	Po usunięciu materiału biologicznego przeprowadź procedurę dezaktywacji plamy stosując METODĘ 3 lub 4.	Chusteczka nasączona produktem na bazie nadttlenku wodoru
	Chusty inkrutowane chlorem		Pianka na bazie nadttlenku wodoru
	Przeprowadź procedurę dezaktywacji plamy stosując METODĘ 1.		Po usunięciu materiału biologicznego przeprowadź procedurę dezaktywacji plamy stosując METODĘ 4.
	Przeprowadź procedurę dezaktywacji plamy stosując METODĘ 2.		Po usunięciu materiału biologicznego przeprowadź procedurę dezaktywacji plamy stosując METODĘ 3.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z POWIERZCHNIĄ SKAŻONĄ

(produkty na bazie nadtlenku wodoru)



**Powierzchnia lub sprzęt zanieczyszczony materiałem biologicznym (potencjalnie zakaźnym):
krew, płyny ustrojowe, wydaliny (w tym mocz i wymiociny) i wydzieliny pacjenta**

**Chroń siebie! Załóż odpowiednią odzież ochronną
(rękawiczki ochronne, maskę, fartuch jednorazowy, okulary ochronne).
Chroń innych! Zabezpiecz miejsce skażenia
w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia.**

1




Połóż odpowiednią ilość jednorazowego materiału chłonnego na plamę/zanieczyszczenie. Następnie nanieś na materiał taką ilość preparatu (Oxivir Plus Spray, Oxivir Sporicide), aby dostatecznie zwilżyć jednocześnie materiał chłonny, jak i plamę/zanieczyszczenie. W przypadku plam drobnych i znajdujących się na powierzchniach pionowych zastosuj gotową chusteczkę dezynfekcyjną (Oxivir Sporicide Wipe) i przykryj każdą widoczną plamę.

2




Odczekaj czas wymagany do dezaktywacji plamy (15 min). Ostrożnie zbierz chusteczką zanieczyszczenie. Jeśli to konieczne, użyj kolejnej chusteczki.

3



Umieść chusteczki z zanieczyszczeniem w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.

4




Zastosuj chusteczki Oxivir Sporicide Wipe w miejscu zanieczyszczonej powierzchni lub zdezynfekuj powierzchnię nanosząc obficie preparat na bazie nadtlenku wodoru (Oxivir Plus Spray, Oxivir Sporicide).

5



Odczekaj zalecany przez producenta czas dezaktywacji (min. 5 minut).

6




Przetrzyj powierzchnię jednorazową chusteczką włókninową i umieść ją w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.

Po zdjęciu rękawiczek wykonaj procedurę higieny rąk.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z POWIERZCHNIĄ SKAŻONĄ

(produkty chlorowe)



Powierzchnia lub sprzęt zanieczyszczony materiałem biologicznym (potencjalnie zakaźnym): krew, płyny ustrojowe, wydaliny i wydzieliny pacjenta

**Chroń siebie! Załóż odpowiednią odzież ochronną (rękawiczki ochronne, maskę, fartuch jednorazowy, okulary ochronne).
Chroń innych! Zabezpiecz miejsce skażenia w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia.**

DWIE METODY POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD POSTACI PRODUKTU



Wyciągnij z opakowania suche chusteczki inkrustowane chlorem (Chlor-Clean Wipes) i zamknij opakowanie.




Przygotuj jednorazowe chusteczki włókninowe (lub inny materiał higroskopijny) oraz roztwór chlorowego środka dezynfekcyjnego (10 000 ppm; np. Titan Chlor Plus Tablets).




Połóż chusteczki bezpośrednio na plamę. W przypadku zaschniętych plam zwilż chusteczkę zimną wodą.



Zanieczyszczone miejsce zalej roztworem środka dezynfekcyjnego i przykryj chusteczkami (większe plamy najpierw przykryj chusteczkami a potem zalej roztworem preparatu). Objętość preparatu chlorowego powinna być czterokrotnie większa niż objętość zalewanej plamy.



Poczekaj, aż materiał biologiczny się wchłonie. Następnie odczekaj czas wymagany do dezaktywacji materiału biologicznego (15 min).




Odczekaj zalecany przez producenta środka czas dezaktywacji (15 minut).



Ostrożnie zbierz chusteczki z zanieczyszczeniem i umieść w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.



Ostrożnie zbierz zanieczyszczenie jednorazową chusteczką włókninową i umieść w pojemniku/worku na medyczne odpady zakaźne.



Powierzchnię ponownie zdezynfekuj używając nowej chusteczki inkrustowanej chlorem nasączonej zimną wodą przez 1-2 sekundy (wyciśnij nadmiar wody). Odczekaj zalecany czas dezynfekcji (min. 5 minut).

LUB



Przygotuj roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego (np. Taski Sprint Degerm) o potwierdzonej skuteczności w warunkach brudnych i ponownie zdezynfekuj powierzchnię. Odczekaj zalecany czas dezynfekcji (0,5% - 15 minut).

Po zdjęciu rękawiczek wykonaj procedurę higieny rąk.

UWAGA! PREPARATÓW CHLOROWYCH NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO DEZYNFEKCJI MOCZU I WYMIOCIN!

POLECANE PRODUKTY



Chlor-Clean

Tabletki na bazie chloru do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń.



Titan Chlor Plus Tablets

Tabletki na bazie chloru do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń.



Haz-Tabs

Tabletki na bazie chloru do dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń.



Suma Tab D4 tab

Tabletki na bazie chloru do dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń.



Chlor-Clean Wipes

Inkrustowane chlorem suche chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni i wyposażenia.



Oxivir Plus Spray

Gotowa do użycia pianka na bazie nadtlenu wodoru do dezynfekcji i mycia powierzchni.



Oxivir Sporicide

Gotowa do użycia pianka na bazie nadtlenu wodoru do dezynfekcji i mycia powierzchni.



TASKI Sprint Degerm

Koncentrat do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni.



Lysoformin rapid

Koncentrat do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni.



Health Care



Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Warunki pracy są kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla zdrowia i dobrostanu pracowników. Dlatego też pracodawcy mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Jednym z kluczowych obowiązków pracodawcy w dziedzinie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest wdrożenie środków zapobiegających chorobom zawodowym oraz innym schorzeniom związanym z wykonywaną pracą.

Co oferujemy ?

W swojej ofercie posiadamy kompleksowe rozwiązanie dla zbudowania bezpiecznego miejsca pracy zgodnie z normami i wytycznymi UE.

Dlaczego my ?

Zależało nam na stworzeniu firmy, w której nasz zespół doradców w ramię w ramię z naszym klientem, wprowadzają realne zmiany w placówkach medycznych, służbie zdrowia i przemyśle. Nasza praca zaczyna się od przedstawienia rozwiązań a następnie kompleksowego wdrożenia razem z ciągłym wsparciem naszych specjalistów na każdym oddziale, w każdym miejscu pracy. Poprzez dostarczanie sprzętu najwyższej jakości do placówek służby zdrowia i nie tylko w całym kraju, dzięki wiedzy eksperckiej naszych zespołów, a także innowacyjnemu i holistycznemu podejściu do biznesu każdego dnia przyczyniamy się do podnoszenia standardów w polskich szpitalach oraz podnoszenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.



Health Care

Środki Ochrony Indywidualnej

 **ANMAR**
HEALTHCARE REDEFINED

+

10%
OFF



Rękawice medyczne | Fartuch chirurgiczny | Kombinezony | Przyłbice | Maski



+

tel. +48 32 780 32 79
karolkajda@anmar.pl

www.anmar.pl

+



ANMAR

HEALTHCARE REDEFINED

HEALTHCARE
REDEFINED



KAŻDEGO DNIA
PODNOSIMY STANDARDY
W POLSKICH SZPITALACH

www.anmar.pl

Health Care

 **ANMAR**
HEALTHCARE REDEFINED
B|BRAUN

+

10% OFF



Rozwiązania w zakresie leczenia ran i zakażeń
kod rabatowy:

„MGZ10”

+

W sklepie internetowym www.spacemed.pl
Promocja trwa do końca listopada.

Pełen serwis sprzętu medycznego

Od początku istnienia firmy PRAISTON świadczymy pełny zakres usług serwisowych i przeglądowych zarówno dla sprzętu zakupionego od PRAISTON, jak i innych dostawców. W ciągu 36 lat wypracowaliśmy techniki i procedury, które pozwalają nam utrzymywać wysoki poziom usług, oferować dłuższy okres gwarancji oraz przeprowadzać pełną rekondycję sprzętu medycznego pod względem technicznym i wizualnym.

Oferta wsparcia technicznego:

- obsługa serwisowa w ramach gwarancji,
- serwis pogwarancyjny,
- serwis urządzeń, które nie zostały zakupione w firmie PRAISTON,
- możliwość wypożyczenia sprzętu na czas napraw,
- przeglądy okresowe,
- rekondycjonowanie sprzętu medycznego (odnawianie),



Kontakt:

Dział Serwisu
tel: +48 782 844 000
e-mail: serwis@praiston.pl
www.praiston.pl



Naszą kadre techniczną tworzą wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, posiadający niezbędną wiedzę, profesjonalne narzędzia oraz wysokiej jakości sprzęt pomiarowy. Dzięki temu możemy wykonywać przeglądy techniczne urządzeń medycznych zgodnie z normami PN-EN 60601 (testy prądów upływu) oraz PN-EN 62353.

Używane przez nas testery posiadają międzynarodowe certyfikaty i są regularnie kalibrowane zgodnie z zaleceniami producentów. To wszystko daje nam pewność, że świadczymy Państwu kompleksowe i w pełni profesjonalne usługi serwisowe.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na stronie internetowej www.praiston.pl lub do kontaktu w celu omówienia Państwa indywidualnych potrzeb.

Z poważaniem...

Zespół PRAISTON Medical Equipment



TIC MEDIZINTECHNIK SMARTFLOW

Bezprzewodowy system do uroflowmetrii

Smartflow to wydajny, kompaktowy i łatwy w obsłudze system uroflowmetrii, który spełnia wszystkie współczesne wymagania cyfrowej praktyki i kliniki. System przeznaczony jest do oceny parametrów przepływu moczu zgodnie ze standardem ICS (International Continence Society Standardization Committees) w celu określenia parametrów fizjologicznych dolnego odcinka dróg moczowych człowieka oraz oceny zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego i różnych rodzajów nietrzymania moczu.

Cechy i zalety produktu:

- Akwizycja wartości pomiarowych następuje przy użyciu jednostki ważącej rejestrującej dane pomiarowe z wysoką precyzją,
- Elastyczne opcje regulacji statywu w połączeniu z brakiem jakichkolwiek połączeń kablowych umożliwiają umieszczenie Smartflow w niemal każdym miejscu,
- Kompleksowe i znaczące wskaźniki oraz nomogramy zgodne z ICS ułatwiają diagnostykę,
- Wyposażony w intuicyjny w obsłudze interfejs Windows oraz technologię Bluetooth LE,
- Możliwość połączenia z bazą danych przez HL7, GDT i LAN,
- Posiada wewnętrzną bazę danych SQL,
- Potężna baza danych pacjentów umożliwia późniejsze dokonywanie ustaleń, opcjonalnie również na kilku stacjach roboczych zgodnych z systemem Windows,
- Czytelne wydruki danych i analiz,
- Możliwość użytkowania z komputerem stacjonarnym lub laptopem dla wygody i mobilności,

Wskazania do uroflowmetrii:

- Podejrzenie zwężenia cewki moczowej,
- Dysfunkcyjne oddawanie moczu po porodzie,
- Objawy podrażnienia pęcherza moczowego,
- Niedrożność ujścia pęcherza moczowego (BOO, BPO, dyssynergia zwieracza),
- Planowany TUR-P / adenomektomia / nacięcie szyjki pęcherza moczowego,
- Nietrzymanie moczu po prostatektomii,
- Przed operacją nietrzymania moczu u kobiety,
- Zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego po interwencjach w miednicy małej,
- Monitorowanie terapii podczas farmakoterapii BPS,
- Monitorowanie terapii po rekonstrukcji cewki moczowej i uretrotomii wewnętrznej,



tic Medizintechnik
research development production

Kontakt:

Michał Kuniec
Koordynator Relacji Handlowych
tel. 728 - 376 - 000
www.praiston.pl



Odpady **w rękach specjalistów**

REMONDIS Medison to wieloletnie doświadczenie, perfekcyjnie skoordynowana logistyka i elastyczne podejście do specyfiki działalności klienta. Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie: od organizacji systemu zbiórki, przez odbiór i transport, po profesjonalne unieszkodliwienie odpadów.

Obsługujemy ponad **250 klientów instytucjonalnych** – w tym szpitale, laboratoria i apteki – oraz ponad **21 000 klientów detalicznych**, takich jak gabinety lekarskie, stomatologiczne, kosmetyczne czy studia tatuażu. Naszą misją jest bezpieczne i odpowiedzialne zagospodarowanie odpadów medycznych i przemysłowych, z poszanowaniem środowiska oraz obowiązujących wymagań prawnych.

ODBIÓR



Szybki i wygodny odbiór odpadów z gwarancją bezproblemowej i partnerskiej współpracy

TRANSPORT



Bezpieczny transport odpadów medycznych i weterynaryjnych

UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW



Uwzględnienie właściwości odpadów oraz charakteru procesu zgodnie z wymogami prawnymi





Odbiór, transport i unieszkodliwianie **odpadów medycznych**



**Magazyny
REMONDIS Medison**




**Instalacja Termicznego
Przekształcania Odpadów**



**Instalacja
do produkcji RDF**

Fakty i liczby:

- Działamy na terenie całej Polski.
- Posiadamy dwie instalacje termicznego przekształcania odpadów.
- Dysponujemy pięcioma magazynami – w tym magazynem centralnym w Płocku.
- Działamy zgodnie z posiadanymi Certyfikatami Systemu Zarządzania: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.



CLARA

PROTECTING HANDS,
CARING HEARTS

Które rękawice wybrać?

Wybór materiału z jakiego wykonane są rękawice ochronne jest bardzo ważny. W swojej ofercie posiadamy rękawice wykonane z nitrilu, lateksu oraz winylu. Każde z nich gwarantują inne właściwości oraz zabezpieczenia przed środkami chemicznymi oraz zagrożeniami biologicznymi.

Rękawice nitrylowe:

Doskonale chronią naskórek rąk przed uciążliwymi zabrudzeniami, jak również przed podrażnieniem skóry dłoni substancjami chemicznymi, a także drobnymi otarciami i skaleczeniami. Rękawiczki nitrylowe to idealne zabezpieczenie także w trakcie prac w kuchni.

Rękawice lateksowe:

Przede wszystkim, są używane podczas badań lekarskich oraz diagnostycznych. Pozwalają zminimalizować ryzyko zakażeń, a także stanowią skuteczną barierę ochronną przed bakteriami oraz drobnoustrojami. Świetnie dopasowują się do dłoni.

Rękawice winylowe:

Rękawiczki winylowe doskonale chronią przed mechanicznym uszkodzeniem naskórka, trudno zmywalnymi zabrudzeniami, a także potencjalnymi podrażnieniami skóry dłoni w kontakcie z różnymi środkami.

www.emka-sklep.com.pl



EMKA S.A. to jedna z wiodących firm w Polsce zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Jej początki sięgają 1992 roku.

Od 2000 roku firma specjalizuje się w odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które wyznaczyły nowe standardy w branży.



Dzięki innowacyjności, elastyczności oraz kompleksowemu podejściu do obsługi klienta, EMKA S.A. zdobyła reputację pioniera w gospodarce odpadami medycznymi. Doświadczony zespół i wysoki poziom serwisu sprawiają, że firma nie tylko spełnia, ale często przewyższa oczekiwania klientów, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.



www.emka.com.pl



46 858 09 26

EMKA®

BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Zaufaj specjalistom BDO

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) **wytwórcy odpadów zobowiązani są do złożenia sprawozdania rocznego w systemie BDO do 15 marca 2025 r.**

Pulpit

Witaj ponownie!

XYZ

Nazwa firmy

Ul. Nazwa ulicy numer kod pocztowy, Miejscowość

✓ Wszystko gra, faktury opłacone!

Twoje saldo wynosi: **0,00 PLN**

Do kolejnej wizyty zostało: **X dni**

Adres Punktu
Ul. Nazwa ulicy, miasto, kod

+ Wystaw KPO

+ Zaplanuj

Aplikacja EMKA Mobile

Tworzymy zrównoważone rozwiązania dla lepszej przyszłości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy aplikację EMKA Mobile, która usprawnia codzienną pracę i minimalizuje obowiązki administracyjne. Dzięki temu nasi klienci mają czas na prowadzenie własnego biznesu.



Jesteśmy polską firmą
z kompleksowym podejściem

Skontaktuj się z nami!



www.danlab.pl



tel. 85 661 28 66



biuro@danlab.pl



Nowy rok, nowe możliwości z Danlab!

Meble medyczne

8% VAT

**Projekty wykonywane na wymiar,
dostosowane pod specyficzne wymagania i warunki.**

Szeroka oferta **profesjonalnych mebli medycznych**, wykonanych z ogromną precyzją oraz dbałością o najmniejszy szczegół.

Meble tworzone **na indywidualne zamówienia**, w zależności od potrzeb klientów.

Dostępne różne typy szaf i szafek o różnych wymiarach.



Nowy rok, nowe możliwości z Danlab!

Chłodziarki farmaceutyczne

Bezpieczne przechowywanie



Do każdego zakupionego urządzenia chłodniczego badanie rozkładu temperatury 8-punktowe - GRATIS!

- ➔ Przechowywanie leków i farmaceutyków w temperaturze **od 2 °C do 8 °C**.
- ➔ Drzwi zamykane na klucz oraz kontroler z **czytelny**m wyświetlaczem temperatury.
- ➔ **Sygnał alarmowy** o braku zasilania, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze oraz o otwartych drzwiach.
- ➔ Dostępne w **różnych pojemnościach** oraz z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi.
- ➔ Posiadają rejestrację temperatury!

Komory laminarne

Wysokie bezpieczeństwo w dobrej cenie!

Cena Danlab zawiera:

- cenę komory + cenę stelażu,
- rozruch urządzenia i testy: badanie szczelności filtrów HEPA, badanie integralności filtrów HEPA, pomiar cząstek, pomiar przepływu powietrza, pomiar natężenia światła,
- dostawę, wniesienie, instalację do wcześniej przygotowanych przyłączy przez zamawiającego, szkolenie z obsługi i instrukcję w języku polskim.



KolorytPlus.pl
biuro@kolorytplus.pl
tel.: +48 22 751 98 63



Czysty i bezpieczny świat

Kim jesteśmy?

Koloryt Plus to firma sprzątająca, która zapewnia profesjonalne czyszczenie przestrzeni w najwyższym standardzie


Koloryt Plus to przede wszystkim rodzina.

Dzisiaj Koloryt Plus to **firma o ogólnopolskim zasięgu.**

Tradycja i doświadczenie były najważniejsze przy tworzeniu firmy.

Wiedza zdobyta latami i przekazywana dalej jest bezcenna i stanowi klucz do sukcesu firmy.

Dzięki tak wyjątkowym wartościom możemy świadczyć najwyższej jakości usługi pozostawiając konkurentów daleko w tyle.



Dlaczego Koloryt Plus?



20 lat
doświadczenia



35 miast



1200 pracowników



ISO 9001:2015



Aplikacja mobilna



Własny serwis
maszyn

Jak możemy pomóc?

Paulina Potocka
Dyrektor Handlowy
email: ppotocka@kolorytplus.pl
tel.: +48 509 183 255

Koloryt Plus Sp. z o.o.
ul. Staszica 11
05-092 Łomianki

Co robimy?

Doświadczenie zebrane latami pozwala nam realizować wszystkie wyzwania naszej branży.



Sprzątanie bieżące

- Bieżące sprzątanie budynków biurowych, handlowych, przemysłowych, szkół, szpitali i przychodni lekarskich.
- Utrzymanie czystości terenów zielonych latem i zimą.
- Świadczymy usługi serwisu sprzątającego.
- Dostarczamy środki higieny - mydło, papier toaletowy, itp.
- Wykładamy wycieraczki tekstylne.



Usługi specjalistyczne

- Gruntowne czyszczenie posadzek wraz z usuwaniem starych zabrudzeń i powłok.
- Konserwacja posadzek wodoodpornych przy użyciu preparatów konserwująco-nabłyszczających.
- Mycie okien, obejmujących także mycie wysokościowe.
- Mycie elewacji obejmujące także mycie wysokościowe.



Sprzątanie po budowie

- Gruntowne usuwanie zabrudzeń powstałych w trakcie wykonywania prac budowlanych i remontowych.



Wirtualna Rejestratorka: głosowy agent AI dla placówek medycznych



Dzień dobry, tu **Wirtualna Rejestratorka** ze Zdrowie Medica.
Czy przy telefonie pani Joanna Kowalska?

Tak, zgadza się, to ja.



Dzwonię w sprawie wizyty zaplanowanej na 17 sierpnia 2025 na godzinę 13:30 u doktora
Jana Nowaka. Czy potwierdza pani przybycie?

Tak, mam zapisany termin w kalendarzu. Będę na pewno.



100%

Odbieralności
linii telefonicznej

99%

Potwierdzonych
wizyt

0s

Czasu oczekiwania
na połączenie

24/7

Dostępność
infolinii



Talkie.ai

Odwiedź www.talkie.ai
Zadzwoń **+48 513 436 266**
Napisz do nas kontakt@talkie.ai

**0 nieodebranych
połączeń,
0 straconych
pacjentów**

Cyfrowe wsparcie rejestracji – jak **Wirtualna Rejestratorka** zwiększa efektywność placówek medycznych?

- **Współpracuje z regionalnymi i centralnymi systemami e-zdrowia**, wspierając telemedycynę oraz integrację cyfrowych usług zdrowotnych.
- **Wspiera cyfryzację kontaktów z pacjentami** poprzez automatyzację umawiania wizyt, potwierdzanie terminów i realizację przypomnień, co wzmacnia zdolność organizacyjną placówek.
- **Bezobsługowa integracja z wiodącymi systemami HIS** pozwala automatycznie zapisywać dane z rozmów głosowego agenta AI w dokumentacji medycznej. Taki przepływ danych eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania informacji, zapewniając ich spójność, aktualność i pełną zgodność z systemem szpitalnym.
- **Zwiększa efektywność zarządzania placówkami**, odciążając personel medyczny i administracyjny od rutynowych czynności, umożliwiając koncentrację na zadaniach klinicznych i organizacyjnych.



Sprawdź jak Wirtualna Rejestratorka odciąża rejestrację szpitali i przychodni

Umów darmową prezentację
z naszym zespołem

Zeskanuj kod i wypełnij formularz



Wirtualna Rejestratorka w placówkach w całej Polsce



Wirtualna Rejestratorka zintegrowana z wiodącymi systemami HIS



Jak ogólnopolska sieć
**Centrum Słuchu i Mowy
Medincus** wyeliminowała
straty spowodowane
no-shows?

z 8% do 5%

spadła liczba zmarnowanych
terminów (no-show),
a wciąż widać tendencję
zniżkową.

1 225 000 zł

tylko wynosiła wartość
eliminacji ryzyka
nieodbytych wizyt
(no-shows)

„Nasi pacjenci to jest **specyficzna grupa borykająca się z niedosłuchem** i tutaj były nasze największe obawy. Natomiast znaczna większość naprawdę dobrze przyjęła to rozwiązanie. **Prawidłowo postępują i rzeczywiście widzimy dobre efekty.** Ogólny odbiór jest jak najbardziej pozytywny, a obawy dotyczące tego, że nasi pacjenci nie będą umieli porozumieć się z botem, okazały się niepotrzebne.

Jeśli chodzi o korzyści z wdrożenia Wirtualnej Rejestratorki, to najbardziej rzuca się w oczy **zmniejszenie procenta pacjentów „no-show”**. Po uruchomieniu bota ta skala spadła do 5%, a nadal obserwujemy dalszy spadek.

Cenimy sobie też **możliwość informowania w czasie rzeczywistym o zwolnionych i odwołanych terminach**. W to miejsce umawiamy nowych pacjentów, co pozwala nam **odzyskać potencjalnie utracony przychód** przez pacjentów, którzy nie stawiliby się na wizycie.

Sam **proces uruchomienia Wirtualnej Rejestratorki był bardzo prosty**. Udało nam się w jednym czasie, w tym samym dniu, uruchomić pierwsze obdzwonki przez Wirtualną Rejestratorkę w 13 filiach, a dwie kolejne doszły jeszcze w etapie późniejszym.”

Joanna Dudzic

Koordinator ds. wsparcia procesowo-
biznesowego w Centrum Słuchu i Mowy Medincus

Ssak chirurgiczny SO-5 Tornado

SO-5 Tornado to ssak chirurgiczny przeznaczony do odsysania w polu operacyjnym. Znajduje zastosowanie na bloku operacyjnym, w gabinetach zabiegowych, szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i intensywnej opieki medycznej (OIOM).

Cechy ssaka:

Ssak SO-5 Tornado - to wyrób charakteryzujący się największą funkcjonalnością. Na szczególną uwagę zasługują: panel sterowania na wysokości bioder oraz dwie szyny instrumentalne.

SO-5 Tornado posiada praktyczny układ pozwalający na sprawdzanie maksymalnej wartości podciśnienia. Po przyciśnięciu jednego przycisku można odczytać jaka wartość maksymalnego podciśnienia została ustalona. Wartość tą można zmienić za pomocą regulatora w sposób płynny.

Odsysana treść zbierana jest w połączone ze sobą pojemniki, o pojemności jednego lub dwóch litrów. Pojemniki mogą być łączone w dowolnej konfiguracji np. szeregowo dla uzyskania jak największej pojemności lub w sposób mieszany np. szeregowo-równoległy, by uzyskać możliwość pracy bez konieczności przerwy na opróżnianie butli lub wymianę wkładu jednorazowego.

- płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
- czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia
- układ sprawdzania maksymalnej wartości podciśnienia
- możliwość sterowania łącznikiem nożnym
- podstawa jezdna z możliwością blokady kółek
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- praktyczny uchwyt przewodu zasilającego
- dwie szyny instrumentalne
- możliwość podłączenia od 1 do 4 pojemników
- sterowanie łącznikiem nożnym
- pojemniki wielorazowe 1l lub 2l
- wkłady jednorazowe 1l lub 2l
- cicha i ciągła praca

Na panelu sterowania umieszczone zostały elementy sterujące pracą ssaka: dwa przyciski, regulator maksymalnej wartości podciśnienia oraz wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia. Dodatkowo dla jeszcze większego komfortu ssak może być sterowany przez łącznik nożny.

MEDYCZNA
GRUPA
ZAKUPOWA



Sprawdź nasze portale:

www.medgz.pl
www.sklep.medgz.pl

www.toumai.pl
www.bezpiecznyzabieg.pl